

# Návod k použití

## Galvanická žehlička Ion Beauty



Jsme velice vděční za Váš zájem o náš produkt. Tento produkt byl přísně testován a odpovídá standardnímu vybavení, které zajišťuje celkovou spokojenost a bezpečnost.

## Obsah

1	Kontraindikace.....	3
2	Upozornění.....	3
3	Nabíjení baterií.....	3
4	Přehled produktu.....	3
5	Bezpečnostní opatření.....	4
6	Tabulka parametrů.....	4
7	Použití.....	4
8	Údržba.....	5



## 1 Kontraindikace

1. Uživatelé s příznaky kožní alergie, či alergií na kosmetiku
2. Pacienti s onemocněním srdce
3. Těhotné ženy a ženy během menstruace.
4. Neuzdravená zranění na kůži.
5. Zánět kůže způsobený přemírou slunění.

## 2 Upozornění

1. Zvuk pípnutí upozorňuje na to, že bylo zmáčknuto tlačítko některé z funkcí.
2. Přiložte sondu lehce na pleť a pomalu s ní pohybujte. Netlačte příliš, ať nedojde ke zranění.
3. Je doporučeno přístroj používat každý den, anebo frekvenci přizpůsobit podmínkám pleti.
4. Je běžné, že při používání slabě pocítíte elektrickou stimulaci (projevuje se jakoby slabým pícháním jehliček).
5. Vyhněte se oblasti očí.
6. Pokud používáte některou z kosmetických sad, vyberte si takovou, aby odpovídala Vaší pleti.

## 3 Nabíjení baterií

Pro vnitřní baterii tohoto typu je vhodný proud 2.4V/350mA. Doba nabíjení je 4 hodiny. Ujistěte se, že po ukončení nabíjení byl přístroj vytažen ze zdroje elektrického proudu. Při prvním použití přístroje znovu nabijte baterie až po tom, co jsou úplně vybité.

## 4 Přehled Produktu

### **Negativní ionty uvolňují póry.**

Ucpané póry jsou příčinou rozšíření porů a ztmavnutí pleti, a tím zabraňují vstřebávání živin do buněk. První důležitý impuls v péči o pleť je čištění pleti. Většina čistících produktů odstraní pouze prach na povrchu, neodstraní však pleť nečistot usazených hluboko v pleti. Negativní ionty vyzářované naším přístrojem nečistoty změkčí a odstraní je.

### **Pozitivní ionty napomáhají výživě buněk.**

Schopnost vstřebávat živiny unavenou pleť dohromady se stárnoucími buňkami se snižuje používáním různých kosmetických produktů, neboť se tyto věci hromadí na povrchu pleti a živiny nemohou vstupovat do buněk škáry. Pleť je matná, bez lesku. Pozitivní ionty napomáhají živinám vstřebávat se do hlubších vrstev kůže. Spolu s živinami napomáhá pročištění a osvěžení pleti dostatečný přísun vody. Pleť je pak svěží a hebká.

### **Infračervené paprsky zlepšují metabolismus.**

Suchost, znečištění a únava způsobují stres pleti, hromadění melaninu. Pleť je unavená, bez lesku, plná teček, hnědavých povlaků apod. Bezpečné nahřátí pokožky způsobuje zvýšení cirkulace krve v kapilárách, zrychlení metabolismu, vyplavení toxinů, ochranu před stárnutím buněk kůže a ochranu před tvorbou vrásek a skvrnek.

### **Vibrace masírují pokožku.**

Jemné vibrace produkované slabým elektrickým proudem masírují pleť díky stimulaci akupunkturních bodů, stahují póry, zlepšují soudržnost molekul v mezibuněčné hmotě a spojují škáru s pokožkou, zabraňují stárnutí, tvorbě vrásek.

## 5 Bezpečnostní opatření

1. Nerozebírejte a neopravujte přístroj
2. Udržujte mimo dosah dětí.
3. Těhotné ženy by měly přístroj používat pouze po konzultaci s lékařem a měly by dodržovat instrukce uvedené v návodu.
4. Starý či nepoužitelný přístroj nevhazujte do ohně, dodržujte místní předpisy o likvidaci a recyklaci elektroniky.
5. Při poruše kontaktujte společnost.

## 6 Tabulka parametrů

Napětí	220-230V/50Hz
	110-120V/60Hz
Nabíječka	3V/150mA
Dobíjecí baterie	2.4V/350mA
Doba nabíjení	cca 4 hodiny
Hmotnost přístroje	75 g

## 7 Použití

1. Čištění pleti  
Odstraňte make-up, obličej opláchněte vodou, usušte ručníkem a dále nechte pleť přirozenou. Obličej pokryjte vrstvou čistícího krému určeného na obličej.
2. Přístroj zapněte tlačítkem **POWER** na polohu ZAPNUTO, automaticky se zapne na program čištění a nízký mód. Kontrolky čištění a nízkého módu by měly svítit. V této chvíli jsou vyzařovány negativní ionty, vysoce energetické negativní ionty, které účinně změkčují nečistoty usazené hluboko v pórech pleti, rychle je uvolní a odstraní.
3. Intenzitu můžete měnit tlačítkem **VIBRATION INTENSITY** na VYSOKÁ/NÍZKÁ, podle vybraného se i rozsvítí daná kontrolka. Intenzitu volte podle potřeby.
4. Přiložte sondu jemně na pleť a krouživými pohyby postupujte od spodní části obličeje po horní, a od středu obličeje na periferii po dobu zhruba tří minut.
5. Poté obličej znovu opláchněte a osušte.

### Režim vlhčení

1. Naneste adekvátní množství krému rovnoměrně po obličeji.
2. Zmáčkněte tlačítko **MODE** „VÝBĚR MÓDU“ kde nastavíte „vlhčení“ (Moisturizing).

3. Rozsvítí se kontrolka vlhčení a tři infračervená světélka. V této chvíli jsou vyzařovány infračervené paprsky a pozitivní ionty, kombinace obou podporuje, aby se živiny dostaly hlouběji do pokožky, umožňuje buňkám vstřebávat vodu a živiny, zlepšuje cirkulaci v kapilárách, zrychluje metabolismus a odplavování toxinů, tím chrání buňky před stárnutím.
4. Přiložte sondu jemně na pleť a krouživými pohyby postupujte od spodní části obličeje po horní, a od středu obličeje na periferii po dobu zhruba tří minut

### **Péče o pleť**

1. Zmáčkněte tlačítko **MODE** „VÝBĚR MÓDU“ a zvolte „péče o pleť“ (Skincare) a rozsvítí se kontrolka péče o pleť. V této chvíli přístroj vyzařuje slabý proud a slabé vibrace, které masírují pokožku, stimulují akupunkturní body, stahují póry, zlepšují soudržnost molekul v mezibuněčné hmotě a spojují škáru s pokožkou. Přiložte sondu jemně na pleť a krouživými pohyby postupujte od spodní části obličeje po horní, od středu obličeje na periferii po dobu asi tří minut.

### **Zpevňování pleti**

1. Zmáčkněte tlačítko **MODE** „VÝBĚR MÓDU“ a zvolte „zpevňování pleti“ (Lifting) a rozsvítí se kontrolka zpevňování pleti. V této chvíli jsou vyzařovány infračervené paprsky spolu s jemnými vibracemi, které zpevní pleť, čistí ji a napomáhají vstřebávání živin. Přiložte sondu jemně na pleť a krouživými pohyby postupujte od spodní části obličeje po horní, a od středu obličeje na periferii po dobu zhruba čtyř minut.

Po proceduře zmáčkněte tlačítko **POWER** VYPNUTO/ZAPNUTO a přístroj vypněte.

Přístroj se sám po 15 minutách práce vypne a vypnutí předchází dvojité zabzučení.

Dle potřeb Vaší pleti si můžete vybrat: Čištění pleti+péče o pleť či čištění pleti+ zpevňování pleti.

## **8 Údržba**

1. Po každém použití ze sondy opatrně očistěte zbytky kosmetiky.
2. Přístroj není ani vodotěsný ani voděodolný, proto prosím přístroj nenamáčejte ani se ho nedotýkejte mokrou rukou. Nepoužívejte jej v koupelně. Na čištění přístroje používejte suchý lehce navlhčený kus látky.
3. Na přístroj nepoužívejte kyselé látky
4. Přístroj uchovávejte na suchém místě.
5. Nepoužívejte nevhodný zdroj elektrického proudu.
6. Vyhněte se nárazům přístroje.

Tento přístroj není zdravotnickým prostředkem a neslouží přímo k léčebným účelům, způsob léčení Vašich zdravotních potíží konzultujte s lékařem.



**Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.**

**Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.  
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**