

Návod k použití

Galvanická žehlička s ultrazvukem



Velice Vám děkujeme, že jste si pořídili náš výrobek. Produkt, který jste zakoupili, byl přísně testován v souladu s technickými standardy. Bez obav využívejte tento výrobek po přečtení návodu k použití.

Obsah

1	Lidé, kteří by neměli používat tento výrobek	2
2	Poznámka	2
3	Bezpečnostní varování	2
4	Popis činnosti výrobku	2
5	Popis funkcí	3
6	Popis výrobku	3
7	Technické údaje	4
8	Návod k použití	4
9	Účinky	6
10	Údržba přístroje	6
11	Užitečné rady	6

1 Lidé, kteří by neměli používat tento výrobek

- ✖ Lidé s kožní alergií nebo s příznaky podráždění kůže na kosmetické přípravky
- ✖ Lidé se srdečními chorobami a lidé s kardiotimulátorem
- ✖ Ženy v době menstruace a v průběhu těhotenství.
- ✖ Lidé, jejichž kožní rány se úplně nezhojili.
- ✖ Lidé s poškozenou pokožkou díky nadměrnému vystavení pokožky slunci

2 Poznámka

- Po každém stisknutí jakéhokoliv tlačítka vydá přístroj zvuk pípnutí.
- Uchopte přístroj a pomalu pohybujte s indukční hlavou po povrchu kůže.
- Přístroj může být používán každodenně. Také se může používat periodicky, v závislosti na stavu pokožky konkrétní osoby.
- Mohou se vyskytnout jemné elektrické impulsy, které jsou považovány za naprostě normální.
- Vyhněte se, prosím, kontaktu přístroje s očními bulvami.
- Používejte prosím kosmetické přípravky odpovídající vaší pokožce.

3 Bezpečnostní varování

- Nikdy nerozebírejte a neopravujte přístroj!
- Ujistěte se, že jste si před používáním přístroje sundali brýle a všechny kovové předměty.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud trpíte kožní alergií, říďte se pokyny svého lékaře.
- V případě jakékoliv závady přístroje ho dále nepoužívejte.

4 Popis činnosti výrobku

- Tento produkt v sobě spojuje části ultrazvukového záření, kladné a záporné ionty a infračervené záření. Tento multifunkční digitální formující přístroj má sedm funkcí. Jedna spolupracuje s druhou a to vám efektivně pomáhá k dosažení okouzlující postavy.
- Multifunkční digitální formující přístroj vytváří milionkrát za sekundu ultrazvukové vibrace, které vniknutím do kůže poskytují formující účinky a zlepšují metabolismus kůže. Když vibrace prostupují buňkami v těle a vibrují kolem nich, vyvolává to zahřívání, které vede k efektivnějšímu spalování tuků a nahrazuje je výživnými látkami. Pronikání vln je oproti obyčejným přístrojům podobného typu vylepšeno 7x.
- Zahřívací účinky infračerveného záření mohou vylepšit metabolismus kožních buněk a zlepšit krevní oběh, umožňuje pokožce odlehčení a regeneraci. Efekty tohoto přístroje jsou mnohem lépe viditelnější díky použití kladných a záporných iontů.

5 Popis funkcí

I. Ultrazvukové záření

Vibruje milionkrát za sekundu, což způsobuje přímé proniknutí do podkoží, odbourává tukové buňky a nahrazuje je efektivními složkami pro zkrášlení postavy. Vrací pokožce pružnost a mladistvý vzhled.


II. Kladné a záporné ionty

Při kontaktu s pokožkou vyvolá přístroj místní elektrické pole, které působí mezi povrchem kůže a úrovně kožní škáry. Umožňuje vstřebávání hluboko uložených nečistot v kůži. Kladné ionty umožňují proniknutí látek až do škáry. Tímto se dopraví vysoce účinné kosmetické přípravky přímo a rychle tam kde jsou potřeba, což zkrášluje vaši pokožku.

III. Infračervené záření

Infračervené záření má tepelné léčebné účinky a vysokou schopnost pronikání. Při dopadání infračerveného záření na pokožku dochází k jejímu uvolnění, k zrychlení pohybu buněk a vody, zrychluje se tím metabolismus a cirkulace krve v těle.

6 Popis výrobku



7 Technické údaje

Adaptér	Vstup: AC 220V/50HZ Výstup: DC 9V/500MA
Frekvence ultrazvukového záření	1MHz/s
Frekvence napěťových pulsů	0,3Hz—15Hz
Rychlosť vibrací	1 000 000/s
Vlnová délka infračerveného záření	640P
Napájení přístroje	AC/DC Adaptér, Vstup 230V AC 50Hz Výstup 9V, 500mA
Vlastní rozměry	42 * 190* 40 mm
Hmotnost přístroje	248g

8 Návod k použití

Funkce záporných iontů – pro čistění pokožky

- Před vlastním použitím se odliče, omyjte obličeji čistou vodou a uvolněte se, aby byla pokožka v přirozeném stavu.
- Zapojte adaptér do zásuvky el.napětí a připojte konektor adaptéra k přístroji. Stiskněte podržením tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), přístroj se zapne o 5 vteřin později. Nyní je přístroj v režimu „připraven“. Přednastavená funkce je: funkce ultrazvukového záření. Stupeň: prostřední. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu funkce na funkci záporných iontů „**NEGATIVE ION**“. Stiskněte prostřední tlačítko pro potvrzení. Nyní je aktivována funkce záporných iontů.
- Rozetřete po tváři čistící krém kruhovými pohyby. Nyní provádějte čistění po 3 minutě. Nezastavujte indukční hlavu na stejném místě.
- Vysoce efektivní funkce záporných iontů spolu s čistícím krémem umožňuje změkčení a absorbování nečistot hluboko v pórech, tudíž je vaše pokožka jemná a hladká.

Funkce ultrazvukového záření – prostupuje do hloubky

- Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu režimu na ultrazvukové záření „**ULTRASONIC**“. Stiskněte prostřední tlačítko pro potvrzení. Nyní je aktivována funkce ultrazvukového záření.
- V závislosti na nárocích naneste na tvář a pokožku částí těla, které chcete tvarovat, vhodné množství ochranných nebo tvarovacích produktů.
- Přiblížte indukční hlavu k pokožce. Krouživými pohyby postupujte od vrchu ke spodu a od vnitřní části těla k vnější. Toto provádějte 3 minuty. Nezastavujte indukční hlavou na stejném místě.
- Při používání funkce indukčního ultrazvukového záření ucítíte teplo. Touto metodou jste schopni absorbovat 7x více účinných kosmetických látek než běžnými metodami. Teplo a mikro-vibrace mohou urychlit krevní oběh a metabolismus a umožňují pokožce návrat k její přirozené hebkosti a pružnosti.

Funkce kladných iontů – vyrovnaní živin

- Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro změnu režimu na funkci kladných iontů „**POSITIVE ION**“. Stiskněte prostřední tlačítko pro potvrzení. Nyní je aktivována funkce kladných iontů.
- V závislosti na nárocích naneste na tvář a pokožku částí těla, které chcete tvarovat, vhodné množství ochranných nebo tvarovacích produktů. Krouživými pohyby postupujte od vrchu ke spodu a od vnitřní části těla k vnější. Toto provádějte 3 minuty.

- Nyní jsou vysílány kladné ionty. Síla kladných iontů dokáže přenést efektivní složky kosmetických přípravků do škáry a do podkožních vrstev. Tímto dosahujete zkrášlení pleti a ozdravné kúry. Vaše kožní buňky budou také lépe vstřebávat živiny a vodu.

Infračervené záření – urychlují krevní cirkulaci

- Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu režimu na infračervené záření „**INFRARED**“. Stiskněte prostřední tlačítko pro potvrzení. Nyní je aktivována funkce infračerveného záření.
- V závislosti na nárocích naneste na tvář a pokožku částí těla, které chcete tvarovat, vhodné množství ochranných nebo tvarovacích produktů. Krouživými pohyby postupujte od vrchu ke spodu a od vnitřní části těla k vnější. Toto provádějte 3 minuty.
- Nyní jsou vysílány infračervené paprsky, které dokážou vyčistit krevní řečiště, urychlují metabolismus, vyplavují toxiny a zabraňují předčasnému stárnutí buněk.

Ultrazvukové a infračervené záření

- Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu režimu na ultrazvukové a infračervené záření „**ULTRASONIC + INFRARED**“. Stiskněte prostřední tlačítko pro potvrzení. Nyní je aktivována funkce ultrazvukového a infračerveného záření.
- V závislosti na nárocích naneste na tvář a pokožku částí těla, které chcete tvarovat, vhodné množství ochranných nebo tvarovacích produktů. Krouživými pohyby postupujte od vrchu ke spodu a od vnitřní části těla k vnější. Toto provádějte 3 minuty.
- Nyní je vysíláno ultrazvukové i infračervené záření najednou, což umožňuje kompletní vstřebávání výživového krému. Tento režim je vhodný především pro starší a mastnou pleť. Spojením těchto dvou druhů záření lze dosáhnout lepší krevní cirkulace v pokožce, zrychlení metabolismu a tím pádem dochází k vypínání kůže a zároveň k vyšší elasticitě a hebkosti.

Funkce záporných iontů a infračerveného záření

- Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu režimu na funkci záporných iontů a infračervené záření „**NEGATIVE ION + INFRARED**“. Stiskněte prostřední tlačítko pro potvrzení. Nyní je aktivována funkce záporných iontů a infračerveného záření.
- V závislosti na nárocích naneste na tvář a pokožku částí těla, které chcete tvarovat, vhodné množství ochranných nebo tvarovacích produktů. Krouživými pohyby postupujte od vrchu ke spodu a od vnitřní části těla k vnější. Toto provádějte 3 minuty.
- Tento režim je vhodný pro starší pokožku. Záření proniká skrz póry, efektivně zjemňuje ztvrdlá místa na kůži a vyvolává vstřebávání nečistot hluboko v pórech. Aktivuje buňky, posiluje krevní oběh a vrací pokožce elasticitu a hebkost.

Funkce kladných iontů a infračerveného záření

- Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro změnu režimu na funkci kladných iontů a infračerveného záření „**POSITIVE ION + INFARED**“. Stiskněte prostřední tlačítko pro potvrzení. Nyní je aktivována funkce kladných iontů a infračerveného záření.
- V závislosti na nárocích naneste na tvář a pokožku částí těla, které chcete tvarovat, vhodné množství ochranných nebo tvarovacích produktů. Krouživými pohyby postupujte od vrchu ke spodu a od vnitřní části těla k vnější. Toto provádějte 3 minuty.
- Tento režim je vhodný pro mastnou pleť s velkými póry. Záření odvede přebytečný tuk a zmenší póry. Tím se dosáhne mladistvější pleti a hebkosti.

Po dokončení všech bodů péče o pleť, podržte tlačítko On/Off pro vypnutí přístroje.

Poznámka:

1. Můžete si vybrat druh péče o pleť v závislosti na vašem typu pokožky.
2. Doporučuje se používat tento produkt dvakrát týdně. V případě potřeby můžete frekvenci používání zvýšit.
3. Poté co přístroj zapnete, nastaví se automaticky časovač, který přístroj po 10 minutách vypne. Pokud chce přístroj používat dále, musíte ho znova zapnout.

9 Účinky

- Při použití na obličeji po dobu 10 minut = péče o pokožku v délce 10 dnů
- Při použití na hrudi po dobu 10 minut = péče o pokožku v délce 10 dnů
- Při použití na pažích po dobu 10 minut = 3600x zvednutá činka
- Při použití na bříše po dobu 10 minut = běh po dobu 10 hodin
- Při použití na zadní části těla po dobu 10 minut = běh po dobu 8 hodin
- Při použití na pasu po dobu 10 minut = 3800 pohybů v oblasti pasu
- Při použití na nohou po dobu 10 minut = běh po dobu 8 hodin

10 Údržba přístroje

- Po každém použití pečlivě setřete zbytky kosmetických přípravků z indukční hlavice i tlačítek.
- Tento výrobek není vodotěsný. Nepoužívejte k čištění oplachování vodou nebo přímý styk mokrých rukou s přístrojem. Nepoužívejte v koupelně.
- Na čištění přístroje nepoužívejte žádné kyseliny.
- Uchovávejte v suchém prostředí.
- Nepřipojujte k napájení, které není určeno pro provoz tohoto přístroje.
- Zabraňte pádu přístroje.

11 Užitečné rady

- 1) Používejte přiměřeně produkty určené pro ochranu pokožky. S přihlédnutím na typ vaší pokožky zvolte vhodné přípravky proti vráskám a přípravky dodávající pleti vodu.
- 2) Studená voda vyvolává stažení kůže a její následné roztažení, urychluje krevní cirkulaci a vypíná pokožku. Posiluje také její pružnost a oddaluje stárnutí kůže a tvorbu vrásek.
- 3) Nenechte pokožku vysušit, často pijte, ovšem ne před spaním.
- 4) Zajistěte si prostor pro spánek. Žijte správným stylem života. Dobré životní návyky váš posílí jak fyzicky, tak psychicky.
- 5) Je také důležité provádět péči o pokožku na krku. Péče o krk se projeví sebejistotou při nošení hlubokých dekoltní.
- 6) Nezanedbávejte omývání očního krému v okolí očního koutku. Krém by časem ztmavl.
- 7) Ultrafialové záření je nepřítelem pokožky, takže trvejte na používání opalovacích krémů a vyhněte se slunečnímu záření i v jarních nebo podzimních dnech.
- 8) Jezte přiměřené množství zeleniny obsahující vitaminy C a E, které příznivě působí při rozmisťování nahromaděného kožního barviva – melaninu, při tvorbě nového kožního barviva a při jeho efektivním ukládání.
- 9) Vhodnými cvičeními lze také dosáhnout lepší krevní cirkulace a lepšího vstřebávání kyslíku kůží. Aerobní cvičení (za přístupu vzduchu), prováděné 3-5x týdně po dobu 20-30 minut může zkrášlit a omladit vaši pleť.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Eva Chmelová, Krása snadno,
Smetanovy Sady 1554, 431 11 Jirkov